



その他アクセサリ (保護パネル・介護食測定用サンプル容器)

試験時のサンプルの飛散、怪我防止に効果のある保護パネルと、規格に準拠するためのサンプル容器を取り扱っております。

◇保護パネル (FR-DP-80)

	特徴
	測定時のサンプルの飛散や、測定中に治具・サンプルへの接触を防ぎたい場合にご使用ください。
	使用例
トマトなどの破断、切断試験の際など。	

[測定事例]

ミニトマトの貫入試験	チーズの切断試験
	


*併用治具

①円錐プローブ
(FR-ES シリーズ)

*併用治具

①ワイヤーカッター
(FR-WK-85)
②スリット入りテーブル
(FR-GT シリーズ)

[外観図]



※単位無き所はすべて mm 表記です。

※すべての治具で標準サイズ以外での特注生産が可能です。


[仕様]

型式	FR-DP-80
パネル部材質	ポリカーボネート
重量	89g

◇介護食測定用サンプル容器 (FR-CUP-4020)


	特徴
	規格に準拠する測定が可能です。高さ 15 mm に段差があるので、規格要求されたサンプルの量の充填が容易です。
	使用例
	嚥下困難者用食品、介護食品の硬さ試験など
	対応規格
	嚥下困難者用食品、日本介護食協議会の「ユニバーサルデザインフード」に一部準拠しています。

[測定事例]



＊併用アタッチメント
①平型プローブ (FR-HA-20J)

[外観図]



※単位無き所はすべて mm 表記です。
※すべての治具で標準サイズ以外での特注生産が可能です。

[仕様]

型式	FR-CUP-4020
直径	40mm
材質	樹脂
重量	約 20g

※5 個を 1 セットとして販売しております。

[注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容が無断で利用することはお断りしております。
- 特殊な材料、形状によっては測定できないものもあります。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: <http://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。