

オプショントレー PTW-10IN/OT-8IN

計測スタンドに取り付け可能な保護用受け皿です。
測定時に内容物が流出するのを防ぎ、スタンドの汚れ防止に役立ちます。



オプショントレー：PTW-10IN



オプショントレー：OT-8IN



PTW-10IN 取付イメージ

製品仕様		
型式	PTW-10IN	OT-8IN
許容荷重	100N（引張・剥離試験） 500N（圧縮試験）	500N（圧縮試験）
重量	約 490g	約 160g
本体寸法	外観図を参照してください	
対象アタッチメント	P45-50N、PTD-100N、PTF-100N、 MED-SCT-500N	—
取付可能スタンド ※1	MX2-500N、MX2-1000N、MX2-2500N、MX2-5000N EMX-1000N、MX-500N、MX-1000N SVL-1000N（レバータイプ）、SVH-1000N（ハンドルタイプ） HV-500NⅡ、HV-1000N、HV-3000N、KV-50N（OT-8INのみ）	

※ 本製品は測定に関わるすべての機器への防水を保証するものではありません。


※ 上記対象アタッチメント以外は取り付けできないものもございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

※1 OT-8IN はスタンドのテーブルに置いて使用します（固定できません）。


関連製品		
簡易 45 度フィルム剥離試験治具 P45-50N	飲料缶開栓治具 PTD-100N	食品缶開栓治具 PTF-100N
食品・医療品など、気密性・快適性が求められるカップのフィルム（紙）蓋の剥離試験に最適です。	飲料缶のプルタブ（ステイオンタブ）の開栓試験に最適です。	食品などの缶のふた（フルオープンタブ）の開栓試験に最適です。
		
シリンジ圧縮試験用治具 MED-SCT-500N	食品食感試験機 FRTS-5N/50N/100N	食品硬さ測定ユニット FCA-DSV-50N
注射器（シリンジ）の圧縮試験用治具です。ISOの規格に一部準拠した測定が可能になります。	タッチパネル式の簡易な操作で食品の弾力・硬さ・粘り気・こし等の食品を数値化します。	簡易な操作で食品のつぶす力や硬さが測定可能です。
		

[外観図]

PTW-10IN



OT-8IN



単位:mm

[注意事項]

- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288

FAX: (0532)33-3866

E-mail: info@forcegauge.net

Website: <http://www.forcegauge.net/>



弊社HPにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。